

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Ханты-Мансийский реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Адрес учреждения:
628002

ул. Красногвардейская, дом 7-а, г. Ханты-
Мансийск,

Тел/факс: (3467) 33-61-62

E-mail: hmredpov@admhmao.ru

Сайт: <http://www.luchikhm.ru/>

<https://vk.com/public166427391>

<https://ok.ru/group/54227517571143>

Социальное обслуживание граждан Югры

<https://vk.com/socuslugi.ugra>

Составитель:
Никулина Александра Васильевна
воспитатель
отделения
дневного пребывания

Оформление:
Иордан Наталья Михайловна
методист организационно-методического
отделения

Устройство коммуникационное Go Talk 20+ Overlay Software



г. Ханты-Мансийск

Устройство коммуникационное Go Talk 20+ Overlay Software является незаменимым средством общения для людей с потерей речи, а также великолепным тренажером для обучения.

Устройство представляет собой компактный коммуникатор, который дает возможность самостоятельно выбрать нужные сообщения и записать их на коммуникатор.

Общее количество возможных сообщений для записи: 100.



Благодаря Go Talk 20+ пользователь устройства сможет пополнить свой словарный запас, общаться с друзьями и родными, а также пройти обучение по речевому общению.

Устройство включает в себя пять дополнительных основных кнопок для часто используемых слов или фраз по уровням.

Цель: формирование умения выражать свои желания и отвечать на вопросы.

Задачи:

- 1) Выполнение действий по речевой инструкции и по подражанию;
- 2) Понимание названий предметов;
- 3) Понимание простых слов;
- 4) Выражение своих желаний и просьбы о помощи;
- 5) Развитие мелкой моторики.



Использование речевого тренажера Go Talk в работе с детьми с РАС.

Go Talk представляет собой легкий, портативный коммуникатор, который позволяет запись и воспроизведение сообщений.

Устройство предназначено для усвоения, развития или восстановления речевых навыков с помощью педагога и самостоятельно.

Оно выполняет функции речевого тренажера и средства для элементарной речевой коммуникации.

Простым нажатием на кнопку, устройство начинает разговаривать. GoTalk был представлен 10 лет назад. С тех пор, пользователи со всего мира говорят, как GoTalk изменил жизни тысячи людей с ограниченными возможностями. Он дал им голос, озвучивающий их мысли и сделал их более независимыми.

Кто использует GoTalk:

- Дети и взрослые с ограниченной речью или полностью неспособные говорить, включая детей с аутизмом;
- Люди с различными видами нарушений, а также церебральным параличом;
- Подростки и взрослые могут также использовать устройство;
- Люди с травмами головы в результате несчастных случаев;
- Люди с потерей речи после инсульта.

